


INDICAZIONI PER LA RACCOLTA FECI

CAUTELE GENERALI

- A) Tenere il tubo fuori dalla portata dei bambini
- B) Il liquido contenuto nel tubo non deve essere ingerito e non deve entrare in contatto con gli occhi e le mucose. Nel caso, contattare un medico
- C) Effettuare il prelievo immediatamente dopo la defecazione
- D) Se richiesto riportare le seguenti informazioni sulla etichetta del dispositivo

- D** Data del prelievo
- ID** Codice identificativo del campione
- N** Nome del cittadino

- E) Non inserire il tubo o una sua parte nell'ano
- F) Non raccogliere le feci durante le mestruazioni, in caso di sanguinamenti (es. emorroidi o altro) e se contaminate con urina
- G) Usare il dispositivo per un solo prelievo



ATTENZIONE

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SE IL TAPPO BIANCO PRESENTA SEGNI DI APERTURA.

NON RIMUOVERE MAI IL TAPPO BIANCO.
NEL CASO SOSTITUIRE IL DISPOSITIVO DI PRELIEVO.

PROCEDURA DI RACCOLTA DEL CAMPIONE



- 1**
Porre della carta igienica all'interno del sanitario.



- 2**
Defecare in corrispondenza della carta igienica. Se possibile sedersi al contrario.



- 3**
Svitare il tappo verde provvisto di asticella.



- 4**
Inserire l'asticella di prelievo in quattro punti differenti e strisciare a croce sulla superficie. Le scanalature devono essere ricoperte



- 5**
Riporre e avvitare strettamente il tappo verde provvisto di asticella. Non riaprire.



- 6**
Conservare il dispositivo di prelievo in frigorifero e al buio. Riconsegnare il dispositivo di prelievo al più presto per l'analisi.