

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER BREATH TEST PER HELICOBACTER cod. 1251

PREPARAZIONE

I pazienti che si sono sottoposti recentemente (meno di 4 settimane) a terapia con farmaci antibiotici, inibitori della secrezione acida, procinetici **non** devono eseguire il test.

Si raccomanda di effettuare il test con il paziente in condizioni di riposo e possibilmente a digiuno da almeno 6 ore o per tutta la notte. E' preferibile non fumare durante tutto l'arco temporale di durata del test.

Gravidanza e allattamento

Non vi è ragione di ritenere che l'esecuzione del test possa essere dannosa durante la gravidanza o l'allattamento.

Effetti sulla guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso professionale o privato di macchinari.

Impiego in età pediatrica

L'ampia documentazione scientifica disponibile garantisce l'affidabilità e l'innocuità del test in età pediatrica.

Durata del test: 30 minuti

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'OPERATORE SANITARIO

Per l'esecuzione del test serve:

- 1 confezione 11-75-00
- 1 confezione 15-04L-01

Annotare i dati anagrafici o codice identificativo paziente sulla confezione 15-04L-01

PRELIEVO CAMPIONE – BASE

Prima di assumere il farmaco, il test prevede la raccolta di due campioni di espirato (provette con tappo BLU_BASE)



SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO

Il farmaco BREATHQUALITY-UBT è pronto all'uso. I component Urea-13C e acido citrico sono già disciolti

- Versare il farmaco in mezzo bicchiere di acqua
- Bere la soluzione, questo sarà il tempo 0

PRELIEVO CAMPIONE – POST

Attendere 30 minuti e ripetere la procedura per la raccolta del campione di espirato, che prevede la raccolta di due provette con tappo ROSSO-POST 30 min.