

LABORATORIO ANALISI I CEDRI – FARA NOVARESE

RACCOLTA URINE 24 ORE ALCALINIZZATE

Le urine 24 ore alcalinizzate servono per eseguire:

ACIDO URICO Urinario

Modalità di alcalinizzazione:

sul fondo del contenitore di raccolta porre 3 cucchiaini da tavola colmi di bicarbonato di sodio e aggiungere le urine emesse nel corso delle 24 ore, mescolando accuratamente dopo ogni aggiunta.

NB: le urine devono essere conservate in luogo fresco durante la raccolta

Revisione Aprile 2019